

Face-Player 専用ジェルパッドの 取り扱いについて

専用ジェルパッドお手入れ方法

STEP 01



本体から外したジェルパッドの粘着面に、霧吹きで水を2,3プッシュ吹きかける、または水を2,3滴垂らします。

STEP 02



指でジェルパッドを軽くこすり、その後すぐにガーゼで軽く拭き取ります。粘着パッドの汚れを拭き取ったら、保護フィルムを貼り付けて保管ください。

専用ジェルパッド使用回数の目安 装着10回程度

粘着力が衰え、体感が弱まってきたら、回数に関わらず、ジェルパッドをお取替えください。

専用ジェルパッド交換品のお求め

1セット(2枚入)

税込**748**円(税抜680円)



COREFIT専用サイトでお求めになれます <https://core-fit.jp/>

COREFIT

検索

..... サイト内にて、ジェルパッドのご案内をしております

- インターネットでのご注文は、別途送料290円がかかります
- インターネットでのご注文は、クレジットカードのみ対応しております
- インターネットでのご注文後、2営業日を目処に発送致します
- お届けは無駄な梱包材を減らすため、簡易包装となっております
- お得な定期購買(3セット6枚入・毎月税込858円)もございます



ご購入専用
ページQRコード
COREFIT
サイト内ページ
に飛びます



COREFIT 公式アカウントで商品の使い方や美容情報などをご案内しております



充電ケーブルと 充電LEDについて



充電ケーブルは上下に注意し、強く押し込まないように扱ってください



注意

下記いずれも故障の原因となりますので、お気をつけください。

1

差し口には向きがあるので、向きを確認の上、差し込んでください。

2

ケーブルを差し込む際は、水平に差し込んでください。

3

差し込んだ状態で、差し口に力を加えたり、無理に引っ張ったりすることはお控えください。

※ 差し込み時、**1mm程度の浮きが出ます**が、LEDがついていれば問題ありません。

Face-Playerは、充電ケーブルを差し込んだまま使用可能です



1

Face-Playerの電源をオフにしたまま、充電ケーブルをUSBに差し込みます。その後、頭に装着します。

2

パワーボタンの(+)を押し、電源をONにします。操作音を確認しながら、少しずつ出力レベルを上げます。



注意

充電ケーブルを差し込んだまま、動きまわったり、引っ張ったりすると、断線する恐れがありますのでお気をつけください。

LEDパターンは点灯と点滅があり、充電量によって変化します



緑色点滅(チカチカ)… 充電量80% 未満時



緑色点灯 …………… 充電量80%以上99%以下時



注意

フル充電後、充電し続けると緑色点灯・緑色点滅・赤色点滅の現象が起こる場合がありますが、仕様上の現象であり故障ではありません。消灯まで使用することが可能です。